

＊ ご案内

こちらに展示している用具・機器の **ほかにも**  
**こんな用具があります**



**こちらのポスターでご紹介しています**

— 展示場に現物がなくても、写真と説明でご覧いただけます —



**貸出中 や リハビリ室にてご紹介 しているものもございます**

— その時々によって、展示している用具は変わります —



**ご興味のある用具・機器がございましたら**

**お気軽に スタッフまでお声がけください**

株式会社ジェラートアイランド様ご協力

# スライディングボード 「つばさ」

お尻ですべて  
ラクラク移乗！



自立支援を  
サポート

車椅子 ⇄ ベッド の乗り移りを、お尻ですーっと。

## ◎ 4つの特長

### 1 差し込み時の ストレスを軽減

独自の形状で、ボードを差し込む時の  
引っかかりを軽減。スムーズに設置できます。

### 2 ガイド付きで 指導も習得も安心

使用位置を確認できるガイドを表示。  
初めての方や指導場面でも安心して使えます。

### 3 裏面の滑り止めで 移乗中も安定

裏面の滑り止め加工で、移乗中もボードが  
ズレずに安定。安心して体重をかけられます。

### 4 動画QR付きで 使い方すぐわかる

ボード本体にQRコードを掲載。スマホで  
読み取ればすぐに使用方法の動画が見られます。



## 対象者

下肢に力が入らない方・切断をされた方も、習得すれば**お一人での乗り移りが可能**に。※軽い支持で座位保持ができる方／肘掛け跳ね上げ式の車椅子が条件

シーマン株式会社様ご協力

災害・緊急時対応

寝たまま、最少人数で、すばやく安全に。

# オプティマルエバックシート

抱え上げない  
避難搬送



ノーリフティング  
でBCP対策

ベッドから直接、引いて運べる。"いざ"に強い避難搬送シート。



## ◎ 4つの特長

### 1 日常的に装備OK "敷いておだけ"で備える

平時からマットレスとベッドの間に敷いておくだけ。緊急時にすぐ使えます。

### 2 素早くシンプル 掛布団ごと固定→引くだけ

ストラップで掛布団ごと対象者を固定。複数人でシートを引くだけで搬送可能。

### 3 搬送者の負担を軽減 階段でも使える丈夫な素材

持ちやすいハンドルを採用。滑りが良く丈夫な素材で、階段での使用にも対応。

### 4 高い安全性・信頼性 BCP対策の決定版

軽量800gで取り扱いやすく、病院・介護・障がい者施設のBCP対策に最適です。

軽量設計

**800g**

取り扱いやすい  
コンパクト設計

対応場所



病院／介護施設／  
障がい者施設のBCPに

ノーリフティング

抱え上げずに **スムーズな搬送** を実現。搬送者の腰への負担を減らし、対象者様の安全も守る —— "いざ" という時の備えとして、平時からの装備をおすすめします。

株式会社いうら様ご協力

📍 当院 常設展示場到新設置

ベッド⇄車椅子の乗り移りを、安全で楽に。

# 床走行型リフト「EL-610」

狭い場所でも  
スムーズ移動

ノーリフティングで  
安心移乗



狭い病室でも、低床ベッドでも。リクライニング車椅子にも寄り添うリフト。



## ◎ 4つの特長

### 1 狭い場所でも使いやすい ペダルで方向転換アシスト

足元のペダルを踏むだけで方向転換を補助。  
病室などの狭いスペースでもスムーズに動く。

### 2 車椅子が近づきやすい 二手に分かれた支柱設計

支柱が二手に分かれ、対象者の足がぶつからず  
リクライニング車椅子も近くまで寄せられます。

### 3 体への負担が少ない 関節アームでまっすぐ昇降

アームに関節がありまっすぐ昇降するので、  
体が大きく揺れず、利用者の快適さを保ちます。

### 4 低床ベッドにも対応 ベアリングで滑らかキャスター

キャスターは小さめながら内部ベアリングで  
滑らか。低床ベッドにもしっかり対応します。

方向転換



足元ペダルで  
狭い病室もラクラク

低床ベッド対応



ベアリングで滑らか、  
低床ベッドにも対応

🎯 体験のご案内

当院の常設展示場で実際に触ってお試しいただけます。ご興味のある方は、お気軽にスタッフまでお声がけください。

株式会社竹虎様ご協力

当院 常設展示場に設置

シーツがそのままスリングに早変わり。

# かるがる<sup>®</sup>スリング

吊りベルト  
左右1本ずつ



画期的な  
シート型スリング

取り付けの不安と手間を解決。みんなが笑顔になれる移乗ケアへ。



## ◎ 4つの特長

### 1 シーツがそのまま スリングに早変わり

敷いておくだけで、いつものシーツがスリングに。装着の手間を大幅に削減。

### 2 かんたん操作 吊りベルトは左右1本ずつ

通常4本必要な吊りベルトが計2本でOK。  
作業ステップが減って、装着もスピーディ。

### 3 幅広90cmで 様々な体型に対応

幅広90cmのシートが体をしっかり包み込み、  
様々な体型の方に安心してご使用いただけます。

### 4 補助ベルトで ハイバック変更も簡単

頭部の支持が弱い方は、補助ベルトを  
つけるだけで簡単にハイバックへ変更可能。

幅広シート  
**90cm**

様々な体型の方に  
幅広く対応

豊富なタイプ



撥水加工・入浴用  
メッシュタイプも

ノーリフティング

介護する側も、される方も笑顔になれる移乗ケアを。取り付けの不安と手間を解消し、安心・安全な吊り上げをお手伝いします。



シーマン株式会社様ご協力

当院で体験&貸出対応

手すりにつかまって、自分の力で立ち上がる。

# 簡易スタンディングリフト 「テイクオフ」

狭い空間でも  
使えるコンパクト



リハビリにも  
つながる立位支援



手動でシンプル操作。狭いトイレでも、立位ケアとリハビリを両立。

## ◎ 4つの特長

### 1 狭い空間でも使える コンパクト&手動操作

手動で簡単に操作でき、トイレや個室など  
限られたスペースでもしっかり使えます。

### 2 膝下パットを支点に 手すりを掴んで立ち上がる

膝下を優しく支えるパットで支点をつくり、  
前の手すりに掴まって自分の力で立位へ。

### 3 キャスター解除で 方向転換も短距離移動も

キャスターのロックを外せば方向転換はもちろん、  
短い距離ならそのまま移動させることが可能。

### 4 立位保持→トイレ介助+ 歩行リハビリにも

テイクオフベルトで立位を保持。ズボン上げ下げや  
清拭など介護がしやすく、リハビリにもつながる。

#### 操作方式



手動でシンプル、  
電源不要で扱いやすい

#### 専用オプション



テイクオフベルトで  
立位保持もしっかり

体験&貸出対応

当院で 実際にお試しいただけます。シーマン様と連携した 短期間お貸出し にも対応。お気軽にリハビリスタッフまでお声がけください。

シーマン株式会社様ご協力

体位変換・日常ケア支援

敷いたまま使える、体位変換のパートナー。

# ポジショニングシート

敷いたままで  
即時対応OK



腰負担を軽減し  
褥瘡予防にも

介護負担の軽減と、対象者様の快適性を両立する日常ケアシート。

## ◎ 4つの特長

### 1 常時敷き込みで 手間いらず・即時対応

マットレスカバーの上にセカンドシートとして  
常時敷いたまま。毎回の敷き込みが不要に。

### 2 滑らかスライディング 一人介助でも負担少なく

優れた滑りで体位変換・寝返り・おむつ交換を  
スムーズに。一人でのケアも負担少なく。

### 3 リフト併用で安全 介助者の腰負担を大幅軽減

介護用リフトと組み合わせれば、寝返り姿勢を  
維持したまま安全にケア。腰負担を大幅軽減。

### 4 通気性◎・洗濯機OK 褥瘡予防にも貢献

通気性の良い素材で蒸れにくく、洗濯機で  
洗えて清潔に。褥瘡（床ずれ）予防にも◎



#### 敷き込み構造



マットレスに敷いた  
ままセカンドシート

#### 衛生管理



通気性◎・洗濯機OK  
で清潔キープ

**展示・体験のご案内** 病院・施設での展示を通じて 実際の使用感をお確かめいただけます。ご興味のある方はスタッフまでお気軽にお声がけください。

アルケア株式会社様ご協力

伊達市 × 当院 ノーリフティング推進

# ノーリフティングケアを、皮膚から守る。 スキンケアシリーズ



❌ 持ち上げない ・ 抱え上げない ・ 引きずらない = ノーリフティングケア

伊達市

## 安全で無理のない働き方と 暮らしの実現へ

すべての市民が安全で無理のない働き方と  
暮らしを実現できるまちを目指し、伊達市は  
“ノーリフティング”を推進しています。

♥ 当院でも積極的に取り組んでいます。

## ◎ スキンケアの役割

### 1 皮膚の保護 外的刺激から肌を守る

摩擦・ずれ・排泄物など外的刺激から皮膚を  
守り、トラブルの発生リスクを抑えます。

### 2 優れた保湿力 乾燥・バリア機能低下を防ぐ

皮膚の水分を保ち、バリア機能の低下や  
乾燥による皮膚トラブルを予防します。

### 3 褥瘡（床ずれ）予防 に効果が期待できる

保護＋保湿で皮膚を健やかに保ち、褥瘡  
（床ずれ）の発生予防への効果が期待できます。

### 4 患者様の尊厳と 安全を守る重要な役割

ノーリフティング実践の中で皮膚トラブルを防ぎ、  
患者様・利用者様の尊厳と安全を支えます。



スキンケア領域



皮膚保護・保湿・  
褥瘡予防に対応

♥ ノーリフティング

介護する方も、される方も どちらにも優しい安全な介護へ。スキンケアは、ノーリフティングを陰で支える大切なパートナーです。



アビリティーズ・ケアネット株式会社様ご協力

起立補助・移乗・排泄ケア

抱きかかえるような自然な姿勢で、移乗を。

# 「ささえ手」 (簡易スタンディングリフト)

スリングシート  
不要



尊厳を守る  
移乗ケア



「抱き上げる」ではなく「支える」。端座位から半立位へ、自然にサポート。

## ◎ 4つの特長

### 1 スリングシート不要 自然な姿勢で尊厳を守る

端座位から半立位へ無理なく誘導。吊り上げ動作なしで、短時間でスムーズに移乗できます。

### 2 腰痛予防・負担軽減 ガスダンパーで昇降が軽い

手動式（電源不要）でもガスダンパー併用で軽快に昇降。ベッド⇄車椅子⇄トイレに最適。

### 3 柔軟な使用環境対応 低床ベッド・床材を選ばない

標準キャスターで低床ベッドに対応。オプションの大径キャスターでカーペット・CFも移動しやすく。

### 4 豊富なオプション 状況に応じてカスタマイズ

補助ベルト・胴巻ベルト・専用スリング等で、円背・骨盤後傾・座位不安定な方にも安全対応。

対応体重

**90kg**

本体34kg・電源不要  
取り回しも良好

ベース高

**5.9cm**

低床ベッドにも対応  
標準キャスター

♥ ノーリフティング

自立移動が難しい方の起立補助に最適。下半身脱衣・排泄介助も半立位を維持したまま。病院・介護施設の日常ケアに役立ちます。

矢崎化工株式会社様ご協力

当院 常設展示場で各種ご試用OK

工事不要の置き型手すりで、安心の立ち上がり。

# たちあっぷシリーズ

工事不要で  
すぐ設置OK



自立支援に  
つながる手すり



置き型 ・ 回転式 ・ 浴槽用 —— 一人ひとりに最適な手すりを。

## ◎ 4つの特長

### 1 工事不要・置き型で 簡単設置

ベッドサイド・トイレ・浴室など、必要な場所に  
工事なしですぐ設置できます。



### 2 介助負担を大幅軽減 回転機構で一人介助OK

ひざたっちC回転式は膝当て+回転機構で  
方向転換がスムーズ。一人介助も可能に。



### 3 多様なシーンに対応 豊富なバリエーション

回転式・浴槽用など、生活の様々な場面に  
合わせて最適なタイプをお選びいただけます。



### 4 安全設計&自立支援 退院後の生活もサポート

幅広ベース・手すり付テーブルで安定感◎。  
介護保険レンタル対応で退院後の生活にも。

豊富なラインナップ



置き型・回転式・  
浴槽用 から選べる

退院後もサポート



介護保険レンタル  
対応の製品も多数

各種展示中

立ち上がり・移乗・入浴まで 患者様一人ひとりに合った最適な手すりを。安全で快適な生活をサポートします。

患者様の負担軽減と、スタッフの安全を守る。

# ディスポーザブル製品

(使い切りのシート・グローブ)

1患者1使用  
で交差感染予防



ノーリフティングを  
支えるアイテム

❗ 持ち上げない・抱え上げない・引きずらない を、ディスポで支える3アイテム

## ✦ 4つのメリット

- 1 感染対策強化**  
患者さんごとに交換可能。清拭  
だけでは落としきれない汚染を低減。
- 2 スタッフ・患者の負担軽減**  
スムーズな滑りで力仕事が減り、  
腰痛予防 & 作業効率アップ。
- 3 褥瘡（床ずれ）予防**  
ずれ・摩擦を最小限に抑えて  
皮膚トラブルのリスクを減らす。
- 4 現場即戦力 & 省スペース**  
ミシン目入りですぐ使用、コンパクト  
収納でスペースを取りません。

## ◎ 現場の3アイテム



### ① SGEシート (スライディングシート)

ベッド上の上下・横移動／ポジショニング補助に。ミシン目入りで手でカット可能、MDPE製で全方位に滑り良好。次亜塩素酸Na・70%アルコール清拭OK。



### ② リジャスト・グローブ (介助補助手袋)

体位変換・移動・移乗の介助に。特殊素材で圧・ずれ力を軽減、皮膚への摩擦を抑制。使い捨てタイプで患者ごとに新品使用。長時間の介護作業もサポート。



### ③ SGEカバーL (横移乗ボード用ディスポカバー)

SAFEボード等の横移乗ボードに被せる筒状カバー。カバー交換だけで滑り性能が復活、ボード本体の清拭回数を削減。リサイクル可能素材で環境にも配慮。



アビリティーズ・ケアネット株式会社様ご協力

一時貸出対応&据置リフト

工事不要・約5分で設置できる、自立式リフト。

# マキシスカイ440／イーージートラックFS (据置型リフト)



ベッド ⇄ 車椅子 ⇄ トイレ。一人介助で、安全・スムーズな移乗を。



## ◎ 4つの特長

### 1 工事・固定不要 約5分で組立完了

工具不要の自立式レールシステム。設置幅・高さを病室・部屋の状況に合わせて柔軟に。

### 2 軽量・コンパクト 1台で複数箇所を運用

本体6.5kg・レール5分割(計13.8kg)。1台を複数の場所で使い回せ、運用柔軟性◎。

### 3 安全機構を多数搭載 尊厳を守る移乗を実現

上昇下降リミット・緊急停止・ねじれ防止などを搭載し、介助負担を大幅に軽減。

### 4 病院・施設・在宅まで 多様な現場で活躍

在宅復帰支援にも◎。スリングシート(別売)でベッド⇄車椅子・トイレ移乗を一人介助で。

リフト本体重量

**6.5kg**

女性スタッフでも  
一人で運べる超軽量

最大荷重

**200kg**

昇降ストローク2000mm  
幅広い体型に対応

一時貸出対応

アビリティーズ・ケアネット様ご協力のもと、一時的な貸出にも対応しています。お気軽にスタッフまでお声がけください。



シーマン株式会社様ご協力

SE スウェーデン製 ノーリフティング

座位&臥位 —— 2つのボードで、移乗もポジショニングも。

# フローボードシリーズ

ポリエチレン素材  
清拭OK



耐久性◎・  
消毒液で衛生管理

用途で選べる2タイプ —— 寝た姿勢を整える「オーバル」／乗り移りを助ける「ボード」

📌 ポジショニング用

## フローボードオーバル

XSサイズ／Mサイズ ・ 楕円形で臥位 ⇄ 座位 両対応



- 1 楕円形で臥位・座位の両方に使える多用途設計
- 2 表面滑り止めで安定。体幹・大腿部に差し込みやすい

📌 主な使用シーン

- ✓ ベッド上方への移動（寝位置補正）
- ✓ スリングシート装着補助
- ✓ 車いす座奥へのポジショニング
- ✓ エアマットレスとの併用にも◎

M=ベッド上ケア／XS=座位時の大腿部補助に特に有効

📌 乗り移り（座位移乗）用

## フローボード

Sサイズ／Mサイズ／Lサイズ ・ 橋渡しでスライディング移乗



- 1 橋渡しで段差や隙間もスムーズに座位移乗
- 2 M・Lは長辺が曲げられて狭所・自動車移乗にも対応

📌 主な使用シーン

- ✓ ベッド⇄車いすの座位移乗
- ✓ 車いす⇄トイレの移乗
- ✓ 自動車への乗り降り（L推奨）
- ✓ 軽度～重度まで幅広く対応

裏面に2本の滑り止めテープ／角が丸く滑らかな表面でスムーズに移乗

📌 ノーリフティング

オーバル=寝た姿勢を整える／ボード=乗り移りを助ける。用途に応じて選び分けることで、介助負担を軽減します。

株式会社モリト様ご協力

🏆 ブラネット福祉用具アワード2024 受賞

身体を跨げる設計で、自然な姿勢のまま吊り上げ。

# つるべ Y6シリーズ

脚部が身体を  
跨げる設計



床・ベッド・車椅子  
多様な場面对応

工事不要・キャスター移動で、ベッド・床・浴室まで自由に。

## ◎ 4つの特長

### 1 身体を跨げる脚部設計 足への圧迫を最小限に

脚部が身体を跨げる設計のため、自然な姿勢のまま吊り上げ・着地が可能。負担を大幅軽減。

### 2 床からの移乗にも最適 リクライニング車椅子もOK

脚部下部の開放設計で正面からアプローチOK。低床ベッドにも対応しやすい仕様です。

### 3 高い安全性 音声ガイドで掛け忘れ防止

吊り具の掛け忘れ確認装置（音声ガイド）  
搭載モデルあり。掛け間違いを未然に防止。

### 4 充実のオプション 手すり・体重計も選べる

手すり付モデルで自立支援に。体重計付なら  
移乗時に体重測定でき、健康管理にも便利。

最大荷重

**150kg**

幅広い体型に  
しっかり対応

脚部開閉

**約2秒**

素早い開閉で  
効率的な移乗作業

♥ ノーリフティング

キャスター付きで自由に移動できる床走行式リフト。ベッドサイド・床・車椅子・浴室など多様な場面で柔軟にご利用いただけます。